

Clavos de fémur revestidos con atb

Característica:

Espaciador de Clavo Endomedular

Fabricado en acero inoxidable quirúrgico ASMT F138 con revestimiento antibiótico de gentamicina, diseñado para uso temporal en procedimientos reconstructivos o infecciosos. Proporciona estabilidad mecánica y protección antimicrobiana local.




Tabla de medidas:

SERIE 1		
Cota A	Cota B	Cota C
300 mm	Ø 12.0	Ø 10.0
320 mm		
340 mm		
360 mm		
380 mm		
400 mm		
420 mm		
440 mm		
460 mm	Ø 11.0	Ø 9.0
300 mm		
320 mm		
340 mm		
360 mm		
380 mm		
400 mm		
420 mm		
440 mm		
460 mm	Ø 10.0	Ø 8.0
300 mm		
320 mm		
340 mm		
360 mm		
380 mm		
400 mm		
420 mm		
440 mm		
460 mm	Ø 10.0	Ø 8.0
300 mm		
320 mm		
340 mm		
360 mm		
380 mm		
400 mm		
420 mm		
440 mm		
460 mm		

SERIE 2		
Cota A	Cota B	Cota C
300 mm	Ø 12.0	Ø 10.0
320 mm		
340 mm		
360 mm		
380 mm		
400 mm		
420 mm		
440 mm		
300 mm	Ø 11.0	Ø 9.0
320 mm		
340 mm		
360 mm		
380 mm		
400 mm		
420 mm		
440 mm		
300 mm	Ø 10.0	Ø 8.0
320 mm		
340 mm		
360 mm		
380 mm		
400 mm		
420 mm		
440 mm		

Característica:

Espaciador de Clavo Endomedular

Fabricado en acero inoxidable quirúrgico ASMT F138 con revestimiento antibiótico de gentamicina, diseñado para uso temporal en procedimientos reconstructivos o infecciosos. Proporciona estabilidad mecánica y protección antimicrobiana local.




Tabla de medidas:

SERIE 1		
Cota A	Cota B	Cota C
280 mm	Ø 11.0	Ø 9.30
300 mm		
320 mm		
340 mm		
360 mm		
380 mm		
400 mm		
280 mm	Ø 10.0	Ø 8.30
300 mm		
320 mm		
340 mm		
360 mm		
380 mm		
400 mm		
280 mm	Ø 9.0	Ø 7.30
300 mm		
320 mm		
340 mm		
360 mm		
380 mm		
400 mm		

SERIE 2		
Cota A	Cota B	Cota C
280 mm	Ø 11.0	Ø 9.30
300 mm		
320 mm		
340 mm		
360 mm		
380 mm		
400 mm		
280 mm	Ø 10.0	Ø 8.30
300 mm		
320 mm		
340 mm		
360 mm		
380 mm		
400 mm		
280 mm	Ø 9.0	Ø 7.30
300 mm		
320 mm		
340 mm		
360 mm		
380 mm		
400 mm		